

# ФИНИРОВАНИЕ И ПОЛИРОВКА

# 6

ДИСКИ	6.2
ПОЛОСКИ	6.3
ЩЕТОЧКИ	6.4
ПОЛИРЫ ДЛЯ КОМПОЗИТОВ	6.6
ПОЛИРЫ ДЛЯ КЕРАМИКИ	6.9
ПОЛИРЫ ДЛЯ АМАЛЬГАМЫ	6.10

## Диски

### OptiDisc™

#### Первый прозрачный диск для финирирования и полировки

##### Быстрее и удобнее:


- Прозрачный диск обеспечивает превосходный обзор рабочего пространства.
- Использование меньшего, чем в других системах, количества шагов позволяет быстрее достичь зеркального блеска поверхности.
- Абразивную сторону легко определить с помощью зеленого кода.
- Устойчивая фиксация диска на держателе позволяет работать точнее.

##### Бережен к поверхности:


- Запатентованная система фиксации и специальное покрытие держателя защищают от царапин и изменения цвета зуба и поверхности пломбы.



OptiDisc General Kit 180



Тонкий



Тонкий – рабочая сторона



Ультра-тонкий



Грубый/Средний



Тонкий



Ультра-тонкий



Рабочая сторона

#### Набор OptiDisc General Kit 180

Состав: 30 дисков 9.6 мм Грубый/Средний; 30 дисков 9.6 мм Тонкий; 30 дисков 9.6 ультра-тонкий; 30 дисков 12.6 мм Грубый/Средний; 30 дисков 12.6 мм Тонкий; 30 дисков 12.6 мм Ультра-тонкий; 5 дискодержателей

#### Набор OptiDisc Assorted Kit 190

Состав: 30 дисков 15.9 мм Грубый/Средний; 30 дисков 15.9 мм Тонкий; 30 дисков 15.9 мм Ультра-тонкий; 5 дискодержателей.

#### Дополнительные упаковки OptiDisc (по 100 шт.)

Грубый/Средний 9.6мм	181
Тонкий 9.6 мм	182
Ультра-тонкий 9.6 мм	183
Грубый/Средний 12.6 мм	184
Тонкий 12.6мм	185
Ультра-тонкий 12.6 мм	186
Грубый/Средний 15.9 мм	191
Тонкий 15.9 мм	192
Ультра-тонкий 15.9 мм	193
Держатель OptiDisc, 5 шт.	195

Диски OptiDisc каждого из трех его зернений сошлифовывают поверхность эффективнее. Однако в результате поверхность остается менее шероховатой. Таким образом, полировка может быть проведена с лучшим результатом и одновременно с меньшими затратами времени.

### OptiDisc Extra-Coarse

Новое пополнение в семействе дисков для финирирования и полировки Optidisc – дополнительный уровень зернистости Extra-Coarse (Очень Грубый), предназначенный для моделирования композитов, стеклоиономеров, амальгам, полудрагоценных и драгоценных металлов. Запатентованная система фиксации повышает точность работы, а специальное покрытие держателя защищает от царапин и изменения цвета зуба и поверхности пломбы.

НОВИНКА

**Набор OptiDisc Assortment, диаметр 9.6мм, 12.6мм 200**

Состав: 15 дисков 9.6мм Очень Грубый, 25 дисков 9.6мм Грубый/Средний, 25 дисков 9.6мм Тонкий, 25 дисков 9.6мм Очень Тонкий, 15 дисков 12.6мм Очень Грубый, 25 дисков 12.6мм Грубый/Средний, 25 дисков 12.6мм Тонкий, 25 дисков 12.6мм Очень Тонкий, 5 дискодержателей, 1 щеточка OptiShine

НОВИНКА

**Набор OptiDisc Assortment, диаметр 15.9мм, 12.6мм 220**

Состав: 15 дисков 15.9 мм Очень Грубый, 25 дисков 15.9 мм Грубый/Средний, 25 дисков 15.9 мм Тонкий, 25 дисков 15.9мм Очень Тонкий, 15 дисков 12.6мм Очень Грубый, 25 дисков 12.6мм Грубый/Средний, 25 дисков 12.6мм Тонкий, 25 дисков 12.6мм Очень Тонкий, 5 дискодержателей, 1 щеточка OptiShine

#### Дополнительные упаковки (по 80шт)

OptiDisc Очень Грубый 9.6мм	197
OptiDisc Очень Грубый 12.6мм	198
OptiDisc Очень Грубый 15.9мм	199



OptiDisc Assortment 200



Очень грубый    Активная сторона

## Полоски

### Finishing and Polishing Strips

Абразивные полоски для финирирования и полировки из гибкого полиэстера, импрегнированные частицами оксида алюминия. Выпускаются кодированные цветом полоски четырех видов зернения шириной 1.9 мм и 3.9 мм.

**Набор Finishing and Polishing Strips 295**

Состав: 4 упаковки по 50 полосок каждого вида зернения

#### Дополнительные упаковки (по 100 шт.)

Грубые/Средние 1.9 мм	290
Тонкие/Ультра-тонкие 1.9 мм	291
Грубые/Средние 3.9 мм	292
Тонкие/Ультра-тонкие 3.9 мм	293



Грубые/Средние

Тонкие/Ультра-тонкие



Набор Finishing and Polishing Strips 295



Белые/Синие: Для создания контура и финирирования межзубных поверхностей



Желтые/Розовые: Для предварительной и гляцевой полировки межзубных поверхностей



Полоски имеют неабразивный интервал для защиты контактного пункта при введении в межзубные промежутки

### Diamond Strips

**Полоски Diamond Strips, (5 шт.) 275**

Ширина 2.3 мм



Полоски Diamond Strips покрыты алмазными частицами. (зернение 20 мк)

## Щеточки

### Occlubrush®

Используются для быстрой зеркальной полировки окклюзионных и вогнутых поверхностей реставраций из композитов, компомеров, стеклоиономеров и керамики, а также для профилактической обработки.


- Эффективная предварительная и зеркальная полировка, особенно для фиссур, бугорков и окклюзионных поверхностей.
- Полировальные частицы импрегнированы в каждую щетинку, поэтому пасты не требуется.
- Зеркальный блеск достигается быстрее, чем при использовании обычных полиров.
- Не повреждает эмаль зубов, поверхности и края пломб.
- Автоклавируется при температуре до 134° С без потери рабочих качеств.

**Набор щеточек Occlubrush® Assortment 2520**

Состав: стандартная чашечка 5 шт., малая чашечка 5 шт., острый кончик 5 шт.

#### Дополнительные упаковки

Стандартная чашечка, 3 шт.	2503
Малая чашечка, 3 шт.	2504
Острый кончик, 3 шт.	2505
Стандартная чашечка, 10 шт.	2510
Малая чашечка, 10 шт.	2511
Острый кончик, 10 шт.	2512



**Каждая отдельная щетинка — полировальный инструмент.**  
Специальные волокна с абразивными частицами карбида кремния.

**Невозможно перепутать**  
Легко узнаваемые по золотому хвостовику.



Стандартная чашечка



Малая чашечка



Острый кончик



Стандартная чашечка



Малая чашечка



Острый кончик

Набор Occlubrush Assortment

2520

## OptiShine®

### Первая полировальная щеточка вогнутой формы:

- **Эффективность:** Уникальная, вогнутая форма головки эффективна на любой поверхности, включая труднодоступные проксимальные области и окклюзионные фиссуры.
- **Универсальность:** Гарантированное достижение превосходного результата благодаря вогнутой поверхности щетки.
- **Превосходная полировка для оптимального эстетического эффекта:** Отличные результаты достигаются благодаря интегрированным в каждую щетинку полировальным частицам (карбид кремния), что устраняет необходимость применения пасты.
- **Зеркальный блеск во всех ситуациях:** Может использоваться для зеркальной полировки реставраций из композитов, компомеров, стеклоиономеров и керамики, а также для профилактической обработки.
- **Многоразовое использование:** Автоклавируется при температуре до 134°C без потери рабочих качеств.



### Набор OptiShine

3 щеточки  
10 щеточек

2513

2514

Набор OptiShine, 10 шт.

2514



Благодаря головке вогнутой формы, щеточки OptiShine легко проникают в самые труднодоступные участки

## Полиры для композитов

### HiLuster<sup>PLUS</sup> Polishing System

#### Основные отличительные черты:

- Полировка поверхности до зеркального блеска достигается всего лишь в два шага при помощи технологии Identoflex
- Оптимальная гибкость полирующей матрицы для превосходной адаптации реставрации
- Предварительная обработка и полировка до зеркального блеска при помощи полиров Gloss Polishers, импрегнированных частицами алюминия
- Превосходный конечный результат благодаря полирам HiLuster Dia Polisher, импрегнированным алмазными частицами

#### Испытанный и эффективный:

- Надежность благодаря испытанной технологии Identoflex

### Gloss<sup>PLUS</sup> Polishers



Пламя  
2651



Острый кончик  
2652



Чашечка  
2653



Диск  
2654

### HiLuster<sup>PLUS</sup> Dia Polishers



Пламя  
2661



Острый кончик  
2662



Чашечка  
2663



Диск  
2664

### Система цветокодирования

- Цветокодирование в соответствии с расцветкой OptiDisc для легкого определения стадии полировки

Грубый/Средний  Тонкий  Ультра-тонкий



KerrHawe Polishing Kit

5100



HiLuster<sup>PLUS</sup> Polishing Assortment

2600

#### Набор KerrHawe Polishing Kit 5100

Состав: 2 полира Gloss пламя, 2 полира Gloss Чашечка, 2 полира HiLuster Пламя, 2 полира HiLuster Чашечка, 5 дисков OptiDisc 12.6мм Грубый/Средний, 5 дисков OptiDisc 12.6мм Тонкий, 5 дисков OptiDisc 12.6мм Ультра-тонкий, 2 дискодержателя

#### Набор HiLuster Polishing Assortment 2600

Состав: 3 полира Gloss Пламя, 3 полира Gloss Острый кончик, 3 полира Gloss Чашечка, 3 полира Gloss Диск, 2 полира HiLuster Пламя, 2 полира HiLuster Dia Острый Кончик, 2 полира HiLuster Dia Чашечка, 2 полира HiLuster Dia Диск.

#### Дополнительные упаковки полиров Gloss Polishers (по бшт)

Пламя	2651
Острый Кончик	2652
Чашечка	2653
Диск	2654

#### Дополнительные упаковки полиров HiLuster Dia (по бшт)

Пламя	2661
Острый Кончик	2662
Чашечка	2663
Диск	2664

### Identoflex Composite Polishers

#### Трехэтапная система для финирирования и полировки композитов.

- Оптимизированные полиры Identoflex Composite для обработки композитов до зеркального блеска.
- Система включает в себя 3 этапа: финирирование – полировка – зеркальный блеск и используется непосредственно после создания контура.
- Оптимальное соотношение цены и эффективности.
- Благодаря цвету этапы обработки легко контролировать.
- Можно использовать для всех поверхностей.



#### Наборы полиров Identoflex Composite Polishers Test-Set (по 8 шт. в ассортименте)

Для предварительной полировки композитов, желтые	ID 5101/8
Для зеркального блеска, белые	ID 5501/8

#### Дополнительные упаковки полиров для предварительной полировки, желтые (по 12 шт.)

Пламя	ID 5021/12
Большая чашечка	ID 5031/12
Двояковыпуклые	ID 5041/12
Острый кончик	ID 5061/12
Острый кончик малые	ID 5071/12
Чашечка	ID 5081/12
Диск	ID 5091/12

#### Дополнительные упаковки полиров для полировки до блеска, серые (по 12 шт.)

Пламя	ID 5221/12
Острый кончик	ID 5261/12
Чашечка	ID 5281/12
Диск	ID 5291/12

#### Дополнительные упаковки полиров для зеркального блеска, белые (по 12 шт.)



Пламя	ID 5421/12
Большая чашечка	ID 5431/12
Двояковыпуклые	ID 5441/12
Острый кончик	ID 5461/12
Острый кончик малые	ID 5471/12
Чашечка	ID 5481/12
Диск	ID 5491/12



Набор полиров ID 5101/8 для предварительной полировки



Набор полиров для зеркального блеска ID 5501/8



Масштаб полиров: 1:2

**Дополнительные упаковки полиров для предварительной полировки без держателей , желтые (по 12 шт.)**

Funnel ID 5110/12

Двояковыпуклые ID 5140/12

**Дополнительные упаковки полиров для полировки до блеска без держателей , серые (по 12 шт.)**


Funnel ID 5310/12

Двояковыпуклые ID 5340/12

**Дополнительные упаковки полиров для зеркального блеска без держателей , белые (по 12 шт.)**

Funnel ID 5510/12

Двояковыпуклые ID 5540/12



## Identoflex Diamond Composite Polishers

**Алмазные полиры с двумя зонами, для полировки композитов, компомеров, стеклоиономеров.**

- Технология с двумя зонами оптимальна для типичных случаев и позволяет сэкономить алмазное зерно.
- зерном наполнена только активная зона, прочие неиспользуемые участки остаются незаполненными.
- Благодаря высокой полировальной эффективности алмазов можно работать с малым числом оборотов. Таким образом, нагрев зубов, который может вызвать повреждение пульпы и пломбирочного материала, исключается.



**Чашечка:**

Полировка выпуклых поверхностей и фиссур благодаря тонкому краю в межзубной области и по угловой линии


**Пламя/**

**Острый кончик:**

Полировка вогнутых, особенно окклюзионных поверхностей

**Диск:**

Полировка выпуклых поверхностей, в частности, гладких поверхностей фронтальных зубов



**Набор Identoflex Diamond Composite Polishers Test-Set, 6 полиров в ассортименте ID 5601/6**

**Дополнительные упаковки (по 12 шт.)**

Диск ID 5611/12


Пламя ID 5621/12

Чашечка ID 5681/12

Острый кончик ID 5691/12



Алмазные полиры для композитов Identoflex ID 5601/6



## Minidentoflex Composite Polishers


**Экономичная полировочная система snap-on для композитов со специальным универсальным дискодержателем.**

**Дополнительные упаковки полиров для предварительной полировки, желтые (по 12 шт.)**

Полиры для предварительной полировки, острый кончик ID 0710/12

Полиры для предварительной полировки, чашечка ID 0730/12

Дискодержатель RA, 1 шт. ID 1101/1



Масштаб полиров: 1: 2

## Полиры для керамики




### Identoflex Porcelain / Ceramics NG

Полиры для керамики, значительно облегчающие создание контура и предназначенные для стандартной полировки и полировки до зеркального блеска.

#### Упаковки полиров для предварительной полировки, зеленого цвета (по 12 шт.)

Пламя	ID 7071/12	
Чашечка	ID 7081/12	
Острый кончик	ID 7091/12	

#### Упаковки полиров для полировки до блеска, серого цвета (по 12 шт.)

Пламя	ID 7171/12	
Чашечка	ID 7181/12	
Острый кончик	ID 7191/12	

#### Упаковки полиров для полировки до зеркального блеска, розового цвета (по 12 шт.)

Пламя	ID 7271/12	
Чашечка	ID 7281/12	
Острый кончик	ID 7291/12	

### Identoflex Diamond Ceramic Polishers

#### Алмазные полиры с двумя зонами для обработки керамики непосредственно в кресле

- Алмазные полиры для керамики Identoflex специально созданы для обработки керамики непосредственно в кресле
- Технология с двумя зонами оптимальна для типичных случаев и позволяет сэкономить алмазное зерно.
- Только активные зоны импрегнированы алмазным зерном, остальные зоны, обычно неиспользуемые, остаются незаполненными.
- Оптимальное соотношение цены и эффективности.
- С помощью цветового кода легко определить активную зону.
- Благодаря высокой полировальной эффективности алмазов можно работать с малым числом оборотов, благодаря чему исключается нагрев зубов, который может вызвать повреждение пульпы и пломбировочного материала.



**Чашечка:**  
Полировка выпуклых поверхностей и фиссур благодаря тонкому краю в межзубной области и по угловой линии



**Пламя / Острый кончик:**  
Полировка вогнутых, особенно окклюзионных поверхностей



**Диск:**  
Полировка выпуклых поверхностей, в частности, гладких поверхностей фронтальных зубов





Алмазные полиры для керамики Identoflex ID 5701/4

#### Набор Identoflex Diamond Ceramic Polishers Test-Set, (4 шт.) в ассортименте

ID 5701/4

#### Дополнительные упаковки (по 6 шт.)

Диск	ID 5711/6	
Пламя	ID 5721/6	
Чашечка	ID 5781/6	
Острый кончик	ID 5791/6	

Масштаб полиров: 1:2

## Полиры для амальгамы

### AABA®-Dental Universal

Универсальные полиры для предварительной полировки всех типов пломбировочных материалов.

#### Упаковки полиров для предварительной полировки (по 12 шт.)

Округлое торпедо	ID 3011/12
Пламя, RA	ID 3021/12
Острый кончик, RA	ID 3031/12
Большая чашечка, RA	ID 3091/12
Чашечка, RA	ID 3151/12



### Identoflex Gold / Amalgam / Precious Metal Alloys

Специально разработаны для стоматологических сплавов. Зеркальный блеск в два шага.

#### Наборы Identoflex Gold / Amalgam / Precious Metal Alloys Test-Set (6 шт.) в ассортименте

Полиры для предварительной полировки, коричневого цвета	ID 4101/6
Полиры для зеркального блеска, зеленого цвета	ID 4601/6




Набор полиров для предварительной полировки Prepolisher Test ID 4101/6



Набор полиров для зеркальной полировки Polisher Test Set ID 4601/6


#### Дополнительные упаковки полиров для предварительной обработки, коричневого цвета (по 12 шт.)

Двояковыпуклые, RA	ID 4021/12
Пламя, RA	ID 4041/12
Чашечка, RA	ID 4051/12
Острый кончик, RA	ID 4061/12
Острый кончик малый, RA	ID 4071/12



#### Дополнительные упаковки полиров для зеркального блеска, зеленого цвета (по 12 шт.)

Двояковыпуклые, RA	ID 4521/12
Пламя, RA	ID 4541/12
Чашечка, RA	ID 4551/12
Острый кончик, RA	ID 4561/12
Острый кончик малый, RA	ID 4571/12




### Minidentoflex Amalgam / Gold Polishers

Экономичная полировочная система snap-on для полировки амальгамы-золота со специальным универсальным дискодержателем

#### Упаковки полиров для предварительной обработки, коричневого цвета (по 12 шт.)

Острый кончик, RA	ID 0510/12
Чашечка, RA	ID 0530/12
1 дискодержатель, RA	ID 1101/1



Масштаб полиров: 1: 2